



**ЗАПОРІЗЬКА
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА**
ZAPORIZHZHYA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY



б. Центральний, 4, м. Запоріжжя, 69005
Факс: (061) 213-43-25

E-mail: cci@cci.zp.ua
http://www.cci.zp.ua

4 bd. Tsentralniy, 69005, Zaporizhzhya, Ukraine
Fax: + 38 (061) 213-43-25

Виключно для виконаних робіт

Ф. 7.5-05.002

серия ЭЗ №

0103961

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № O-460
Від 05.05.2014р.

***Про виробництво товарів (виконання робіт, надання послуг) підприємством,
розташованим на території України***

Виконано у відповідності з діючими документами:

- Законом України "Про торгово-промислові палати України";
- "Методикою проведення товарознавчої експертизи експертами торгово-промислових палат України" СОУ94.1-00016934-001:2005;
- Документованою процедурою ДП 7.5-05.001 СМК ЗТПП.

1. Підприємство: ПП «НЕОХРОМ», м. Запоріжжя.

2. Найменування товарів (робіт, послуг): виробництво газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780).

3. Експерт: Ліновецька Т.В.

4. Керівник підприємства: директор Серіков О.В.

5. Задача: встановити, що ПП «НЕОХРОМ» м. Запоріжжя виробляє газові хроматографи NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометри NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографи NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та пости екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та розташовано на території України, на підставі документів, що пред'явлені.

6. Документи, що пред'явлені експерту:

1. Статут ПП «НЕОХРОМ», реєстраційний №11031020000031979 від 25.07.2012р.
2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ПП «НЕОХРОМ» серія ААВ №483968 від 25.07.2012р.
3. Довідка АА №557213 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).
4. Свідоцтво №100338472 про реєстрацію платника податку на додану вартість серія НБ№117551.
5. Свідоцтво серія Б №661903 платника єдиного податку.
6. Перелік продукції, що виготовляється ПП «НЕОХРОМ» довідка №110414.1 від 11.04.2014р.
7. Довідка №280414.3 від 28.04.2014р щодо обсягу виробленого товару ПП «НЕОХРОМ» за 2013р.
8. Відомості щодо робочої сили та адміністративного персоналу станом на 01.01.2014р ПП «НЕОХРОМ» довідка №150414.10 від 15.04.2014р.
9. Договір оренди № 7/0113 від 01.01.2013г.
10. Перелік обладнання, що використовується при виготовленні обладнання на ПП «НЕОХРОМ» довідка №280414.1 від 28.04.2014р.
11. Свідоцтво про державну метрологічну атестацію №2-0076-14 від 23.04.2014р на газовий хроматограф NeoCHROM.
12. Довідка №280414.1 від 28.04.2014р «Про сировину і комплектуючі матеріали, які використовуються при виробництві газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД

9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780)».

13. «Технологічний процес виготовлення газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780)» довідка №280414.1 от 28.04.2014р.
14. Атестат Акредитації №SIC.07.017 від 15.05.2013р випробувальної лабораторії ПП «НЕОХРОМ».
15. Паспорт на газовий хроматограф NeoCHROM.
16. Настанова з експлуатації хроматографа газового NeoCHROM.

7. Результати дослідження:

На підставі вивчення документів, що пред'явлені товаровиробником встановлено:

ПП «НЕОХРОМ», м. Запоріжжя здійснює діяльність на підставі Статуту, який зареєстровано виконавчим комітетом Запорізької міської ради, реєстраційний №11031020000031979 від 25.07.2012р, ідентифікаційний код 38285131. В Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців ПП «НЕОХРОМ» зареєстроване 25.07.2012р під №11037770001031979.

ПП «НЕОХРОМ», м. Запоріжжя виробляє газові хроматографи NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометри NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографи NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та пости екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780).

Згідно договору оренди № 7/0113 від 01.01.2013г, переліку обладнання, що використовується при виготовленні обладнання на ПП «НЕОХРОМ» довідка №280414.1 від 28.04.2014р, виробництво газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) ПП «НЕОХРОМ» здійснює на орендованих виробничих приміщеннях та на власному обладнанні, в том числі:

Приміщення:

1. Виробничі та офісні приміщення загальною площею 555 м.кв, які розташовані в нежитловій будівлі за адресою: м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 30.

Обладнання:

1. Станки токарні – 2 шт.
2. Станок свердлильно-фрезерний – 1 шт.
3. Станок шліфувальний - 1 шт.
4. Зварювальне обладнання (електро та газове) – 2 комплекти.
5. Паяльні станції – 3 шт.
6. Ручний інструмент та ручний електроінструмент.
7. Випробувальне електрообладнання та обладнання для тестування.
8. Комп'ютери – 6 шт.
9. Клімат камера – 1 шт.
10. Компресори – 3 шт.

Згідно Відомості щодо робочої сили та адміністративного персоналу станом на 01.01.2014р ПП «НЕОХРОМ» довідка №150414.10 від 15.04.2014р кількість штатних співробітників на ПП «НЕОХРОМ» складає 12 (дванадцять) чоловік.

Експерт  Ліовецька Т.В.

див. продовження

Згідно з Довідкою №280414.1 від 28.04.2014р «Про сировину і комплектуючі матеріали, які використовуються при виробництві газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) для виробництва газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) використовуються наступні види сировини і комплектуючих:

- листова нержавіюча сталь і листовий алюміній;
- електричні деталі і з'єднання;
- ізоляційні матеріали і проводи;
- фітинги, запірна арматура, дозатори;
- металеві і пластикові трубки,
- пневмоприводи;
- регулятори витрат;
- вентилятори охолодження;
- мікросхеми і процесори.

Виробництво газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) на ПП «НЕОХРОМ» здійснюється згідно з «Технологічним процесом виготовлення газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780)» довідка №280414.1 от 28.04.2014р і передбачає наступні основні етапи виробництва:

Виробництво газових хроматографів NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000):

1. Корпус приладу: обробка країв і поверхні металевих корпусних деталей. З'єднання їх між собою за допомогою точкового і напівавтоматичного зварювання.

2. Термостат приладу: додання деталям термостата потрібної форми за допомогою згинання за кресленнями. З'єднання деталей термостата за допомогою точкового зварювання і заклепок з нержавіючої сталі. Установка термоізоляції і монтаж термостата в корпус. Установка електродвигуна перемішування повітря термостата, установка і центрування вентилятора. Установка нагрівача термостата.

3. Електроніка: установка різьбових заклепок (клепальних гайок). Установка електронних плат. Розводка електричних ланцюгів (у тому числі термопар). Монтаж вентиляторів охолодження кошика електроніки.

4. Газова схема: монтаж газових ліній згідно з кресленнями. Підключення пневмоклапанів, регуляторів витрати і датчиків тиску до електронних плат.

5. Вузол вводу і детектування: збірка вузла введення і детектування згідно з кресленням. Монтаж вузлів на хроматограф. Підключення до газової схеми. Перевірка герметичності.

6. Випробування на електричну міцність ізоляції.

7. Монтаж верхньої, задньої і бічних кришок приладу.

8. Прогрів термостата приладу до температури 400°C, протягом 6-ти годин.

9. Повторні випробування на герметичність газових ліній і електричну міцність.

10. Проведення приймально-здавальних випробувань.

Виробництво ІЧ-Фур'є Спектрометрів NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000):

1. Корпус приладу: обробка країв і поверхні металевих корпусних деталей. З'єднання їх між собою за допомогою точкового і напіваавтоматичного зварювання.
2. Монтаж оптичної схеми: установка деталей оптичної схеми.
3. Електроніка: установка різьбових заклепок (клепальних гайок). Установка електронних плат. Розводка електричних ланцюгів. Монтаж вентиляторів охолодження кошика електроніки.
4. Газова схема: монтаж газових ліній згідно з кресленнями. Підключення пневмоклапанів, регуляторів витрат. Монтаж внутрішніх датчиків вологості.
5. Випробування на електричну міцність ізоляції.
6. Проведення приймально-здавальних випробувань.

Виробництво ІЧ-Фур'є хроматографів NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780):

1. Корпус приладу: обробка країв і поверхні металевих корпусних деталей. З'єднання їх між собою за допомогою точкового і напіваавтоматичного зварювання.
2. Монтаж оптичної схеми: установка деталей оптичної схеми.
3. Електроніка: установка різьбових заклепок (клепальних гайок). Установка електронних плат. Розводка електричних ланцюгів. Монтаж вентиляторів охолодження кошика електроніки.
4. Газова схема: монтаж газових ліній згідно з кресленнями. Підключення пневмоклапанів, регуляторів витрат. Монтаж внутрішніх датчиків вологості.
5. Монтаж до шафи, адаптація та установка спеціалізованого ПЗ.
6. Випробування на електричну міцність ізоляції.
7. Проведення приймально-здавальних випробувань.

Виробництво постів екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780):

1. Корпус приладу: обробка країв і поверхні металевих корпусних деталей. З'єднання їх між собою за допомогою точкового і напіваавтоматичного зварювання.
2. Монтаж оптичної схеми: установка деталей оптичної схеми.
3. Електроніка: установка різьбових заклепок (клепальних гайок). Установка електронних плат. Розводка електричних ланцюгів. Монтаж вентиляторів охолодження кошика електроніки.
4. Газова схема: монтаж газових ліній згідно з кресленнями. Підключення пневмоклапанів, регуляторів витрат. Монтаж внутрішніх датчиків вологості.
5. Установка за необхідністю змінних балонів з повірочними та калібрувальними сумішами.
6. Випробування на електричну міцність ізоляції.
7. Проведення приймально-здавальних випробувань.

8. Висновок експерта: на підставі викладеного вище встановлено, що ПП «НЕОХРОМ», м.Запоріжжя виробляє газові хроматографи NeoCHROM (УКТЗЕД 9027200000), ІЧ-Фур'є Спектрометри NeoCHROM для середнього та ближнього діапазону (УКТЗЕД 9027300000), ІЧ-Фур'є хроматографи NeoCHROM он/офф лайн виробничого контролю (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та пости екологічного моніторингу NeoCHROM (УКТЗЕД 9027300000, 9027200000, 9027500000, 902780) та розташовано на території України.

Дата початку експертизи: 29.04.2014р.

Дата закінчення експертизи: 05.05.2014р.

Експерт:  Ліновецька Т.В.

Висновок зареєстровано в Запорізькій торгово-промисловій палаті: «05» травня 2014р.

М.П.

Висновок без печатки недійсний.